

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

APARELHOS FEITOS POR MEDIDA

USO A QUE SE DESTINA

As ortoses dinâmicas do pé e tornozelo (Dynamic Ankle Foot Orthoses - DAFOs) proporcionam um sistema de suporte externo para alinhar o pé, tornozelo e parte inferior da perna numa posição ideal para actividades diárias normais para doentes com diversas condições clínicas incluindo:

- Problemas neurológicos ou neuromusculares
- Atraso do desenvolvimento
- Paralisia cerebral
- Espinha bífida
- Síndrome de down
- Distrofia muscular
- Síndrome pós-poliomielite
- Lesões cranianas e da coluna vertebral
- Acidente vascular cerebral

ASPECTOS A TER EM ATENÇÃO

Após um período inicial de 2 ou 3 semanas de utilização intermitente, os doentes adaptam-se facilmente à utilização permanente de aparelhos ortopédicos. Quaisquer queixas de desconforto, especialmente após o doente ter utilizado o aparelho ortopédico confortavelmente durante já algum tempo, poderão indicar a necessidade de ajuste do aparelho, ou no caso de uma criança, o facto de o aparelho já ser demasiado pequeno para esta. Alguma vermelhidão, especialmente por baixo da tira do tornozelo, é comum devido à quantidade de tónus muscular que é controlada pelo aparelho. Qualquer marca vermelha ou sinal de irritação que não desapareça no espaço de 20 minutos depois do aparelho ser retirado poderá indicar um problema de ajuste que tem de ser resolvido. Deve informar o seu médico caso isto aconteça.

MANUTENÇÃO DAS DAFO

As DAFOs Cascade são fabricadas a partir de uma variedade de plásticos, consoante o estilo de aparelho ortopédico escolhido. Estas são finas e flexíveis, mas resistentes sob condições normais de utilização. As DAFOs devem ser usadas sobre meias adequadas (recomendamos uma mistura de algodão sintética de espessura média) e com calçado. Cortes ou arranhões profundos, especialmente na parte inferior, podem originar fracturas de tensão no plástico. A não utilização de calçado sobre o aparelho, excepto em sessões de fisioterapia, irá invalidar a garantia.

As DAFOs deverão ser verificadas regularmente quanto a desgaste, fendas e arestas vivas. Após seis a doze meses de utilização, recomendamos que o aparelho seja examinado pelo médico quanto a ajuste e desgaste.

Limpe as DAFOs utilizando uma esponja ou escova macia com sabão suave e água quente. Enxugue com uma toalha e deixe secar ao ar durante algumas horas. Não seque utilizando fontes de calor.

Recomendamos que conserve o aparelho afastado de temperaturas extremas (frio ou calor). Em temperaturas baixas, as DAFOs poderão ficar quebradiças e mais propensas a fracturas de tensão. Evite abrir o aparelho de forma repentina quando este estiver muito frio.

É fornecida uma protecção para “peito do pé” moldada em conjunto com a DAFO para ser usada por baixo das extremidades superior/frontal do aparelho na área de transição entre o pé e a perna. Esta protecção é importante para proteger das pressões e mantém o pé confortável no aparelho. O volume da DAFO é planeado com esta protecção colocada.

Todas as tiras têm uma finalidade específica. Para melhores resultados, aperte bem cada tira.

ENCONTRAR CALÇADO COMPATÍVEL

Geralmente, calçado com uma área maior para os dedos, por exemplo, um tamanho ou dois acima do número normal, irá ajustar-se melhor ao aparelho. Recomendamos que encontre os sapatos mais curtos que consigam alojar o aparelho. Isto irá reduzir a tendência do utilizador tropeçar nos próprios dedos. Um material de calçado mais flexível irá dilatar-se mais para alojar a largura adicional necessária. Recomendamos que a palmilha almofadada do sapato seja retirada após a compra para proporcionar um aumento adicional do volume. É necessária uma pressão algo violenta para conseguir colocar o aparelho no fundo do sapato.

Os seguintes sítios Web contêm informações sobre calçado desenhado especificamente para utilização com órteses do pé e tornozelo: keepingpace.com, hatchbacksfootwear.com, markellshoe.com.

GARANTIA

As nossas DAFOs possuem garantia de ajuste, materiais e mão-de-obra pelo prazo de noventa (90) dias com início aos catorze (14) dias após a data de expedição. Durante este período de tempo, iremos ajustar, reparar ou substituir o aparelho se existir algum problema. O período de garantia de noventa (90) dias destina-se a permitir um período amplo para ajuste e resolução de problemas do aparelho ortopédico. Recomendamos que a consulta de ajuste seja marcada nas duas primeiras semanas após recepção do aparelho ortopédico.

O uso abusivo ou desgaste indevido do aparelho irão invalidar a garantia. Isto inclui a não utilização de calçado sobre o aparelho ortopédico durante a deambulação (excepto durante as sessões de fisioterapia) e/ou destruição por fontes exteriores tais como calor, frio, impacto ou abrasão indevida para além do desgaste normal.





Utilizador de DAFO/Pai ou tutor de utilizador de DAFO:

Coloque quaisquer questões que possa ter em relação ao ajuste e/ou mão-de-obra do aparelho ortopédico ao seu **médico**. O médico irá avaliar o aparelho para determinar se um ajuste simples irá resolver um determinado problema existente, ou se são necessárias medidas mais substanciais.

Utilizador DAFO:




Se existir um problema que exija ajuste, reparação ou substituição do aparelho dentro do período de garantia, entre em contacto com a pessoa da qual você adquiriu o produto antes de realizar qualquer ação. Se o produto foi comprado através de um distribuidor, entre em contacto com eles. Após recolher informações específicas sobre o(s) problema(s) com que se deparou, eles irão ajudar a determinar o plano de ação mais eficiente para resolver o problema e irão acompanhá-lo em qualquer ação que possa necessitar de efetuar. Se comprou diretamente pela Cascade Dafo, entre em contacto com a nossa equipa de Apoio ao Cliente: +1 800 848 7332 (internacionalmente: +00 1 360 543 9306) ou por e-mail: customersupport@dafocom.

Explicação dos símbolos

Símbolo	Explicação
	Fabricante
	Representante Europeu Autorizado
SN	Numero de série
	Atenção, consultar documentos em anexo
	Dispositivo médico

APARELHO FEITO POR MEDIDA

APENAS PARA Rx

	Cascade Dafo, Inc. 1360 Sunset Avenue Ferndale WA 98248-8913 Estados Unidos da América Tel: +00 (1) 360 543 9306 Fax: +00 (1) 360 384 4558	 Freyr Regulatory GmbH Marie-Curie-Straße 8, D-79539 Lörrach, Alemanha	APARELHO FEITO À MEDIDA APENAS PARA Rx	
---	--	---	---	---